


| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
|  | PRODUKTHAUPTAKTE DENTALLEGIERUNGEN | Dokument-Nr.: Biother Lot 6 | Seite: 1 von 1 |
| | LEGIERUNGSDATENBLATT | Revisionsstand: 6/20.03.2020 | |

Legierung: **Biother Lot 6**

CE 0123

| | |
|---------------|--|
| Typ: | Dentalot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote |
| Farbe: | gelb |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| Indikationen: | Vor-Brand-Lot | • |
| | Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen | |
| | Nach-Brand-Lot | |
| | Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen | |
| | Verbindungslot Gusslegierungen | |
| | Verbindungslot NEM/EM-Legierungen | |

| | | |
|-------------------------|----|-------|
| Zusammensetzung: | Au | 79,00 |
| (Massenanteile in %) | Pt | 3,00 |
| | Ir | 0,10 |
| | Ag | 16,60 |
| | Zn | 1,30 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Technische Daten: | Arbeitstemperatur in °C | 1050 |
| | Schmelzintervall in °C | 980- 1050 |

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.